

Z Instytutu Medycyny Pracy Wsi w Lublinie
Dyrektor: prof. dr Józef Parnas
Dział Antropozoologii
Kierownik: prof. dr Józef Parnas

Józef PARNAS i Ignacy DASZKIEWICZ

Doświadczalna ocena wartości alergenowej bruceliny PS i PD

**Экспериментальная оценка аллергеновой ценности
бруцеллина PS и PD**

**Experimental Estimation of the Allergenic Value
of Brucellin PS and PD**

Od roku 1946 produkujemy i stosujemy brucelinę PS. Metoda produkcji została opisana przez Parnasa i Stępkowskiego. Brucelinę PS stosowano u ludzi i zwierząt podejrzanych o zakażenie brucellą. Badania na materiale klinicznym wykazały, że brucelina PS jest cennym, czułym i swoistym alergenem. Test alergiczno-skórny Burneta świadczy o następujących możliwościach:

- 1) zakażenie czynne — objawowe;
- 2) zakażenie czynne subkliniczne;
- 3) zakażenie bezobjawowe;
- 4) wyleczenie i utrzymująca się w wyniku przebytego zakażenia alergizacja;
- 5) kontakt człowieka z substancjami antygenowymi brucelli, zawartymi w mleku, mięsie, skórach itp. i wywołane tym uczulenie.

Stosując brucelinę PS sporządzoną z zawiesiny około 4 miliardów bakterii w 1 ml, nie rozcieńczonej, zauważyliśmy w kilku przypadkach dodatnich działania toksyczne. Przytoczymy krótko opis dwóch przypadków: u chorego, robotnika rzeźni, lat 50'), po 24 godzinach w okolicy zastrzyku wystąpiło stwardnienie, obrzęk z wzniesieniem na środku, rumień średnicy około 80 mm. Po 48 godzinach wystąpił głębszy naciek. Od miejsca odczynu w kierunku pachowym

smuga różowa oraz powiększenie węzłów chłonnych. Chory nie spał w nocy. Na trzeci dzień chory czuł się lepiej, węzły powiększone, na szczycie nacieku martwica. Dzień czwarty bez zmian. Piątego dnia odczyn zmniejszył się do średnicy 40 mm z martwicą około 0,5 cm i w tym stanie utrzymywał się w ciągu dnia następnego. Z objawów ogólnych należy podkreślić wzrost ciepłoty ($38,2^{\circ}\text{C}$), brak snu, oraz krótkotrwałe dreszcze.

Inny chory, były robotnik garbarni, lat 39^o); w pierwszych dwóch dniach po dokonaniu odczynu zauważono tylko nieznaczne zaczerwienienie. Na trzeci i czwarty dzień rumień średnicy około 70 mm. Piątego dnia wystąpił naciek średnicy około 25 mm ze słabo zaznaczoną martwicą na szczycie. Na szósty dzień nasilenie odczynu dosięgło punktu kulminacyjnego, naciek powiększył się, od miejsca odczynu w kierunku pachowym wystąpiła szeroka czerwona smuga. Węzły chłonne powiększone, bolesne, chory w nocy nie spał, rano ciepłota $39,7^{\circ}\text{C}$. Potem zmiany te ustąpiły.

Rozcieńczenie bruceliny PS do $\frac{1}{2}$ z jałowym roztworem fizjologicznym, usuwa objawy toksyczne, odczyn pozostaje tak samo wyraźny i dobrze zaznaczony. W niżej przedstawionych doświadczeniach badaliśmy, jakie rozcieńczenie bruceliny PS jest najmniej toksyczne, a równocześnie wystarczające dla testu alergiczno-skórnego. Wykonano 8 doświadczeń.

Doświadczenie I: 8 myszek wagi 18—20 g otrzymało dootrzewnowo po 1 ml bruceliny PS (każda myszka otrzymała inną ilość bakterii w 1 ml. Vide Tab. I).

Tabela I

Ilość drobnoustrojów w 1 ml	Czas wystąpie- nie objawów toksycznych	Czas ustąpie- nia objawów toksycznych	Uwagi
4.097.000.000	2 h	72 h	padła po 96 h
3.000.000.000	2 h	72 h	
1.500.000.000	2 h	-	
750.000.000	3 h	60 h	
375.000.000	4 h	60 h	
187.500.000	4 h	48 h	
93.750.000	6 h	48 h	
46.875.000	6 h	48 h	

Zauważone objawy toksyczne.

nastroszenie sierści, przyspieszony oddech, światłowstręt, osowia-
łość, brak apetytu
myszki skulone.

W miarę zmniejszania się ilości bakterii w 1 ml, objawy toksyczne zjawiały się później i ustępowały szybciej.

Doświadczenie II: powyższe doświadczenie wykonano ponownie na 8 myszkach, wprowadzając dootrzewnowo tym razem 0,5 ml bruceliny PS. (Vide Tab. II).

Tabela II

Ilość drobnoustrojów w 1 ml	Czas wystąpienia objawów toksycznych	Czas ustąpienia objawów toksycznych
4.131.000.000	4 h	43 h
3.000.000.000	4 h	48 h
1.500.000.000	4 h	48 h
750.000.000	6 h	48 h
375.000.000	6 h	48 h
187.500.000	8 h	20 h
93.750.000	8 h	20 h
46.875.000	8 h	20 h

Zauważone objawy toksyczne:

nastroszenie sierści, przyspieszony oddech, światłowstręt, osowiałość, brak apetytu myszki
skulone.

W celu zorientowania się, jaka najmniejsza dawka bakterii daje jeszcze dodatni odczyn Burneta — wykonano doświadczenie III. Jeden królik zakażony *Brucella abortus bovis* i jeden nie zakażony, otrzymały śródskórnie 0,1 ml bruceliny PS w kilku punktach skóry, przy czym każdy zastrzyk miał inną ilość drobnoustrojów w 1 ml (Vide Tab. III).

Dane Tab. III wskazują na to, że najlepsze wyniki daje zastrzyk 0,1 ml bruceliny PS zawierającej w 1 ml przeszło 4 miliardy brucelli.

Dane zawarte w Tabelach I i II wykazują, że takie stężenie bakterii w brucelinie PS daje objawy toksyczne. Brucelina zawierająca 3 miliardy w 1 ml nie ustępuje pełnej brucelinie PS (przeszło 4 miliardy) w odczynie Burneta.

Wniosek: Postanowiliśmy stosować dla celów diagnostycznych (test alergiczno-skróny Burneta) brucelinę PS zawierającą 3 miliardy bakterii w 1 ml. U człowieka zakażonego i nie zakażonego brucellą może taka brucelina dać następujące zmiany skórne i ogólne: — zaczerwienienie (ujemny), + naciek i zaczerwienienie o średnicy 2 cm (dodatni), ++ naciek i zaczerwienienie ponad 2 cm średnicy (dodatni), +++ naciek i zaczerwie-

T A B E L A III

data odczytu	4,097,000,000	3,000,000,000	1,500,000,000	750,000,000	375,000,000	187,500,000	93,750,000	46,875,000	P 1	Pepton	P 2	Pepton
15.1.52	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.1.52	++	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1.52	++	-	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-
18.1.52	++	+-	++	+	+	+	+	+	-	-	-	-
19.1.52	++	-	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-
20.1.52	++	-	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-
21.1.52	++	-	++	+	-	+	+	+	-	-	-	-

L N G E N D A:

Z = kontrolk zakończony

N = kontrolk niezakończony

P 1 = kontrola tryumfacyjna

Pepton = kontrola biologiczna

+ = naciek

+ = naciek i niekrocz

nienie średnicy 2 cm lub więcej wraz z łagodną reakcją ogólną (dodatni), ++++ naciek i zaczerwienienie 2 cm średnicy lub więcej, nekroza i zropienie wraz z silną reakcją ogólną (dodatni).

Doświadczenie IV: rozbicie brucelli na drodze wielokrotnego zamrażania i odtajania wymaga wiele czasu i jest kłopotliwe. Zastąpiliśmy tę metodę metodą rozbicia brucelli przy pomocy ultradźwięków.

Pod ultradźwiękami rozumiemy fale o częstotliwości drgań leżącej powyżej górnej granicy słyszenia przez ucho ludzkie, czyli drgania od 20 KHZ*) w górę. Obecne metody pozwalają wywołać drgania do $5 \cdot 10^6$ KHZ. Bracia Curie już w 1880 roku wykazali, że u niektórych kryształów, jak krwac lub turmalin, przez nacisk czy rozciąganie w określonych kierunkach można wywołać elektryczne ładunki i zjawisko to nazwali efektem piezoelektrycznym. Odwrotnie, płytka piezoelektryczna kwarcu lub turmalinu umieszczona w polu elektrycznym tak, by kierunek prądu pokrywał się z kierunkiem osi piezoelektrycznej, wykonuje drgania w takt częstotliwości pola elektrycznego i promieniuje fale ultradźwiękowe. Jeżeli zaistnieje rezonans pomiędzy elektryczną częstotliwością, a własną częstotliwością kryształu, amplituda wysyłanych fal będzie największa. Do celów ultradźwiękowych używa się płytek kwarcu z zasadniczą częstotliwością od 200 KHZ do 20.000 KHZ. Działanie ultradźwięków na bakterie jest różnorodne: powodują one silne drgania, ruchy i zaburzenia we wnętrzu komórek, co przede wszystkim ma wpływ na ich wygląd zewnętrzny; w pewnych warunkach może dojść do zmian fizyko-chemicznych w protoplazmie komórkowej. Wysokie drgania powodują zniszczenie komórki, istota czego tkwi w zjawisku kawitacji. Jeżeli przy pomocy odpowiedniej siły działamy na ciecz rozciągająco, rozrywa się ona, tworzą się puste przestrzenie, które pod wpływem zewnętrznego ciśnienia zapadają się. W ten sposób wyzwala się olbrzymie siły, przy czym mogą występować ciśnienia dochodzące do kilku tysięcy atmosfer. Te silne różnice ciśnień powodują rozpadanie się mikroorganizmów. Na działanie ultradźwięków są wrażliwe czerwone ciała krwi, odporne zaś są komórki wątroby. Jeżeli chodzi o bakterie, to może

*) Liczbę drgań mierzymy w hertzach (Hz) lub w kilohertzach (KHZ): 20 KHZ oznacza 20.000 drgań na sekundę.

dojść do całkowitego zniszczenia drobnoustrojów, lub tylko do osłabienia ich zjadliwości. W pewnych warunkach może nawet dojść do wzmoczenia zjadliwości. Ultradźwięki o częstotliwości $1,5 \cdot 10^6$ drgań na sekundę zabijają *bact. proteus* X—19, *bact. typhi* i *bact. dysenteriae* przy 90 min. „nagrania”. *Bact. anthracis* jest odporny na ultradźwięki. Badania wykazały, że komórka *Brucella abortus bovis* daje się rozrywać przy pomocy fal ultradźwiękowych o częstotliwości drgań od 900 do 1060 KHZ, w temperaturze do 55° C. Czy rozerwanie to będzie całkowite, czy częściowe tylko, zależy od czasu „nagrania” i od rodzaju użytej probówki szklanej czy stalowej. K r e s s zastosował ultradźwięki dla produkcji szczepionki przeciw zakaźnemu ronieniu bydła. W doświadczeniach na zwierzętach okazało się, że zawiesina brucelli „nagrana” przez 30 min. wywołuje jeszcze poronienia, a „nagrana” przez 60—90 min. nie jest w stanie ich wywołać.

Żeby przekonać się, w jakim stopniu zamrażanie i odtajanie oraz porównawczo ultradźwięki powodują destrukcję brucelli, sporządzono preparaty, które oglądano i sfotografowano w mikroskopie elektronowym. Ryciny Nr 1, 2 i 2a przedstawiają zawiesinę normalnej brucelli widzianą w mikroskopie elektronowym. Ryciny Nr 3 i 4 przedstawiają brucellę rozbitą drogą wielokrotnego zamrażania i odtajania. Ryciny Nr 5 i 6 przedstawiają zawiesinę brucelli zniszczoną i rozbitą przy pomocy ultradźwięków.

Zawiesinę *Brucella abortus bovis* (4.641.000.000 w 1 ml) poddano działaniu ultradźwięków w trzech frakcjach:

Fracja 1 „nagrana” była przez 70 min. przy częstotliwości drgań 1060 KHZ, temp. 55° C.

Fracja 2 „nagrana” była przez 80 min. przy częstotliwości drgań 1060 KHZ, temp. 55° C.

Fracja 3 „nagrana” była przez 90 min. przy częstotliwości drgań 1060 KHZ, temp. 55° C.

Otrzymaną w ten sposób brucelinę nazwano bruceliną PD.

Trzy grupy po 4 myszki otrzymały dootrzewnowo 0,5 ml bruceliny PD frakcja 1, 2, 3. (Vide Tab. IV).

Różnice w toksyczności pomiędzy bruceliną PS i PD są nieznaczne.

D o ś w i a d c z e n i e V: króliki zakażone otrzymały śródskórnienie po 0,1 ml bruceliny PD, (frakcja 1, 2, 3), o różnych ilościach bakterii w 1 ml.

Brucelina PD (frakcja 1 i 2) dała dobre wyniki odczynu skór-
nego w ilości 3 miliardów bakterii w 1 ml oraz w odróżnieniu od
bruceliny PS, brucelina PD (frakcja 1 i 2) dała wyraźny obraz do-
datni odczynu Burneta, również w rozcieńczeniu 1,5 miliarda i 750
milionów bakterii w 1 ml. Świadczy to o większej czuło-
ści alergenowej bruceliny PD. (Vide Tab. Va, Vb, Vc).

T A B E L A I V

Próba toksyczności Bruceliny P.D. dla myszy

Ilość drobnoustrojów w 1 ml	Czas wystąpienia objawów toksycznych			Czas ustąpienia objawów toksycznych		
	P.D. fr.1	P.D. fr.2	P.D. fr.3	P.D. fr.1	P.D. fr.2	P.D. fr.3
4.641.000.000	2 h	2 h	3 h	48 h	48 h	46 h
3.000.000.000	2 h	2 h	3 h	24 h	24 h	22 h
1.500.000.000	3 h	3 h	4 h	24 h	24 h	22 h
750.000.000	3 h	3 h	4 h	24 h	24 h	22 h

Uwagi: objawy toksyczne: nastroszenie sierści, myszki skulone, przyspieszone oddechy, światłowstręt,
osowiałość, brak apetytu

Tabela Vc wskazuje na to, że frakcja 3 bruceliny PD daje
w rozcieńczeniu 750 milionów dobry i nie opóźniony wynik.

Możliwość użycia do wykonania odczynu Burneta bruceli-
ny PD (frakcja 3) w rozcieńczeniu 750 milionów w 1 ml. oznacza
w stosunku do bruceliny PS:

- szybszą produkcję alergenu;
- łatwiejszą produkcję;
- produkcję preparatu mniej toksycznego (rozcieńczenie
750 milionów);
- produkcję oszczędniejszą.

D o ś w i a d c z e n i e VI: brucelinę PD (frakcja 3) zastosowa-
no u ludzi; Ryc. Nr 7 przedstawia dodatnie wyniki stosowania bru-
celiny u człowieka z przewlekłą brucelozą.

Odczyn uwidocznił na zdjęciu wystąpił po 48 godzinach.
Poza nieznacznym podwyższeniem ciepłoty ($37,2^{\circ}\text{C}$) żadnych in-
nych objawów nie stwierdzono.

D o ś w i a d c z e n i e VII: u królików, u których brucelina PD
(frakcja 3) dała dodatni wynik odczynu Burneta, wycięto część
skóry zajętej dodatnim odczynem i poddano badaniu histopatolo-

M A G I A V o
Guzelino P.D. 17.03.52 - 1

Data opisy testu Burneta	Królik Nr. 33		Królik Nr. 34		Królik Nr. 35a		Królik Nr. 36a	
	z k s z o n y - 10.1.50r.	Pff	z a k s z o n y - 28.II.51r.	Pff	n i e z a k s z o n y	Pff	n i e z a k s z o n y	Pff
	4.641.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	750.000.000	4.641.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	750.000.000
10.IV.52	+	+	-	+	-	-	-	-
11.IV.52	+	+	-	+	-	-	-	-
12.IV.52	+	+	-	+	-	-	-	-
13.IV.52	+	+	-	+	-	-	-	-
14.IV.52	+	+	-	+	-	-	-	-
15.IV.52	+	+	-	+	-	-	-	-

L E G E N D A :

• = naciek

++ = naciek i pokroś

Pff = kontrola niezaraza traumatycznie - białkowa

T A B E L A V b
Brucelina P.D. frakcja - 2

Data oceny testu Burneta	K r ó ł i k H t. 4		z a k a z o n y - 16.VI.51		K r ó ł i k N r. 5		z a k a z o n y - 16.VI.51		K r ó ł i k N r. 4 a		n i e z a k a z o n y		K r ó ł i k N r. 5 a	
	3.000.000.000	1.500.000.000	PPf	PPf	1.500.000.000	750.000.000	PPf	PPf	4.641.000.000	3.000.000.000	PPf	1.500.000.000	750.000.000	PPf
10.IV.52	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
11.IV.52	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
12.IV.52	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
13.IV.52	++	++	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-
14.IV.52	++	++	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-
15.IV.52	++	++	-	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-	-

L E G E N D A :

++ = naciek

++ = naciek i nekroza

PPf = kontrola mieszan. traumatyzno-białkowa

TABELA V o
Brzołina P.D. frakcja - 5

Data oceny Leczeń	Królik Nr. 27			Królik Nr. I			Królik Nr. 27			Królik Nr. I		
	zakazony - 26.II.51r.	zakazony - 28.II.51r.	nielazkazy	zakazony - 26.II.51r.	zakazony - 28.II.51r.	nielazkazy	zakazony - 26.II.51r.	zakazony - 28.II.51r.	nielazkazy	zakazony - 26.II.51r.	zakazony - 28.II.51r.	nielazkazy
4.641.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000	4.641.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	4.641.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	4.641.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	4.641.000.000
10.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-
11.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-
12.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-
13.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-
14.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-
15.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-
16.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-
17.IV.52	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-

LSGRNDA:

+ = uciele

+ = naciek i dole

PP = kontrola elektryczna - biala

gicznemu. Preparaty, których fotografie przedstawiamy (Ryc. Nr 8 i 9), wykazały w badaniu mikroskopowym:

Królik Nr 1: obfity naciek leukocytarny w skórze właściwej, wśród nacieku widoczne są liczne czerwone ciała krwi. W głębszych warstwach skóry i w tkance podskórnej naciek tworzy niejednokrotnie drobne ogniskowe skupienia. W głębszych warstwach skóry właściwej stwierdza się nadto obrzęk i przekrwienie. Zmiany zapalne docierają również do leżących pod skórą mięśni, pomiędzy włóknami których znajduje się naciek komórkowy.

U królika Nr 27 zmiany jak wyżej, z tym, że naciek komórkowy leukocytarny ulega masowemu rozpadowi tworząc rozleglejsze ropnie.

D o ś w i a d c z e n i e VIII: Pragnęliśmy przekonać się, jaki wpływ wywiera antistyna wprowadzona śródskórnie razem z bruceliną PD. Króliki zakażone brucellą otrzymały równocześnie brucelinę PD (frakcja 3) rozcieńczoną 1:1 z antistyną i płynem fizjologicznym. (Vide Tab. VI).

Jak wynika z Tab. VI, brucelina z antistyną daje wyniki co najwyżej wątpliwe u królików, u których brucelina rozcieńczona 1:1 płynem fizjologicznym daje wyniki dodatnie. Wycinki skóry z miejsc, do których wprowadzono śródskórnie brucelinę z antistyną, poddane badaniu histopatologicznemu wykazały następujące zmiany: obrzęk skóry i przyległej tkanki podskórnej oraz mierny naciek komórkowy.

Wnioski końcowe

1. Brucelina PS nadaje się najlepiej do wykonania odczynu Burneta u ludzi wtedy, gdy zawiera w 1 ml 3 miliardy bakterii. Jest to stężenie dające jasny, ostry wynik, przy czym objawy toksyczne są nieznaczne. Wyższe koncentracje bakterii wywołują objawy toksyczne.

2. Brucelina PD uzyskana drogą destrukcji komórek przy pomocy ultradźwięków („nagrana” przez 90 min. — przy częstotliwości drgań 1060 KHZ, w temp. 55°C) nadaje się najlepiej do odczynu Burneta przy koncentracji 750 milionów bakterii w 1 ml.

3. Brucelina PD o takiej koncentracji ma tę wyższość nad bruceliną PS, że umożliwia szybszą, łatwiejszą i oszczędniejszą produkcję alergenu, przy czym preparat jest mniej toksyczny (rozcieńczenie 750 milionów).

4. Brucelina PD wprowadzona śródskórnie równocześnie z preparatem antyhistaminowym Antistin-Ciba nie daje dodatniego odczynu Burneta u królików zakażonych brucelozą. Świadczy to o alergicznym charakterze odczynu Burneta.

TABELA VI

Brucelina P.D. frekceja - 3/2 : 1 z Antistyną, oraz 1 : 1 z Pt /

Data odczynu	Krolik Nr. 33 Bruc. z Antist. Pt.	Krolik Nr. 34 Bruc. z Antist. Pt.	Krolik Nr. 4 Bruc. z Antist. Pt.	Krolik Nr. 5 Bruc. z Antist. Pt.	Krolik Nr. 27 Bruc. z Antist. Pt.	Krolik Nr. 1 Bruc. z Antist. Pt.
15.V.52	+-	+-	+-	+-	+-	+-
16.V.52	+-	-	+-	+	+-	+-
17.V.52	+-	-	+-	++	+-	+-
18.V.52	+-	-	+-	++	+-	+-
19.V.52	+-	+	+-	++	++	+-

LEGENDA:

+ - silna sznietkacja w miejscu iniekcji z okalającym pierścieniem przekrwienia

+ = dołek

+ + = naciek i nekroza

PIŚMIENNICTWO

1. Kress F. — Über die Wirkung von Ultraschall auf Brucella abortus W.T.M. Nr 11 — 1947 r. — praca przetłumaczona i podana w Med. Wet. Nr 3, str. 186—188, 1948.
2. Mosimann W. — Schweizerische Zeitschrift für Pathologie und Bacteriologie Vol. XII, Fasc. 4, str. 362—379, 1949.
3. Parnas J. i Stępkowski S. — Pol. Tyg. Lek. Nr 46—47, R. II., str. 1332—1337, 1947.
4. Parnas J. i Stępkowski S. — Annales UMCS, Sectio DD, Vol. V. str. 222 — 1949.
5. Parnas J. i Stępkowski S. — Office Int. d'Epiz. Bull. — Nr 3, str. 125, 1949.
6. Parnas J. i Krupińska H. — Pol. Tyg. Lek. (w druku).

O B J A Ś N I E N I A D O R Y C I N^{*)}

Ryc. Nr 1

Zawiesina *Brucella abortus bovis*. Zdjęcie w mikroskopie elektronowym, powiększenie około 23000 razy.

Ryc. Nr 2

Zawiesina *Brucella abortus bovis*. Zdjęcie w mikroskopie elektronowym, powiększenie około 33000 razy.

Ryc. Nr 2a

Szczegół Ryciny Nr 2. Widoczna wewnętrzna struktura komórek.

Ryc. Nr 3

Destrukcja zawiesiny *Brucella abortus bovis* pod wpływem trzydziestokrotnego zamrażania i odtajania. Zdjęcie w mikroskopie elektronowym, powiększenie około 12750 razy.

Ryc. Nr 4

Brucelina PS — widoczne są komórki brucelli rozbite na drodze zamrażania i odtajania. Zdjęcie w mikroskopie elektronowym, powiększenie około 14400 razy.

Ryc. Nr 5

Zawiesina *Brucella abortus bovis* pod wpływem działania ultradźwięków, „nagrana” przez 90 min. Zdjęcie w mikroskopie elektronowym, powiększenie około 33800 razy.

Ryc. Nr 6

Zawiesina *Brucella abortus bovis* pod wpływem działania ultradźwięków, (częściowa destrukcja, „nagrana” przez 70 min.). Zdjęcie w mikroskopie elektronowym, powiększenie około 35000 razy.

Ryc. Nr 7

Odczyn alergiczno-skrótny Burneta u chorego na brucelozę przy pomocy śródskórnego zastrzyku bruceliny PD.

S — miejsca po starych odczynach

I — kontrola traumatyczno-białkowa

II — odczyn po zastosowaniu śródskórnym 0,1 ml bruceliny o zawartości 750 milionów drobnoustrojów w 1 ml

III — odczyn po zastosowaniu śródskórnym 0,1 ml bruceliny o zawartości 1,5 miliarda drobnoustrojów w 1 ml

IV — odczyn po zastosowaniu śródskórnym 0,1 ml bruceliny o zawartości 3 miliardów drobnoustrojów w 1 ml.

Ryc. Nr 8

Histopatologiczny obraz wycinka skóry królika Nr 1 o dodatnim odczynie Burneta po brucelinie PD, frakcja 3.

Ryc. Nr 9

Histopatologiczny obraz wycinka skóry królika Nr 27 o dodatnim odczynie Burneta po brucelinie PD, frakcja 3.

^{*)} Zdjęcia w mikroskopie elektronowym wykonał mgr inż. Fełtynowski w Laboratorium mikroskopu elektronowego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

Р Е З Ю М Е

1. Бруцеллин „PS“ является больше всего пригодным для применения реакции Бурнета у людей тогда, когда содержит в 1 мл 3 миллиарда бактерий. Такая концентрация дает ясный резкий результат, причем токсические симптомы незначительны. Более высокие концентрации вызывают уже токсические симптомы.

2. Бруцеллин „PD“, полученный путем деструкции клеток при помощи ультразвуков (наигрываемый в течении 90 мин. — при частоте колебаний 1060 KHZ — в темп. 55°С) наиболее пригоден для реакции Бурнета при концентрации 750 миллионов бактерий в 1 мл.

3. Бруцеллин „PD“ при такой концентрации имеет то преимущество над бруцеллином „PS“, что ускоряет продукцию аллергена, облегчает в значительной степени продукцию, дает возможность продуцировать менее токсический препарат (концентрация 750 миллионов) и, наконец, продукция обходится гораздо дешевле.

4. Бруцеллин „PD“, введенный межкожно вместе с антигистаминовым препаратом Антистин - Циба не дает положительной реакции Бурнета у кроликов, зараженных бруцеллёзом. Это свидетельствует об аллергическом характере реакции Бурнета.


SUMMARY

1. Brucellin PS is best suited for producing Burnet's reaction in man, if it contains 3 milliards of microbes in 1 ccm. This concentration gives a clear, dramatic result, toxic effects being insignificant. Higher concentrations of microbes produce toxic symptoms.


2. Brucellin PD produced by means of destruction of microbes with ultra-sounds (applied for 90 minutes, frequency 1060 KHZ, in temperature 55° C) is best suited for Burnet's reaction in concentration of 750 millions of microbes in 1 ccm.

3. Brucellin PD in that concentration is in some respects superior to brucellin PS because the allergene is produced here more quickly, more easily, and more economically, the preparation being less toxic (concentration of 750 millions of microbes in 1 ccm).


4. Brucellin PD introduced intracutaneously together with the antihistaminic preparation Antistin - Ciba, does not produce a positive Burnet's reaction in rabbits infected with Brucella. This points to the allergic character of Burnet's reaction.




Ryc. Nr 1




Ryc. Nr 2




Ryc. Nr 2a




Ryc. Nr 3



Ryc. Nr 4




Ryc. Nr 5.



Ryc. Nr 6



Ryc. Nr 7



Ryc. Nr 8



Ryc. Nr 9

